

Guia Prático

Linha de Balanças - BK



Última revisão	14/11/2024
Versão Firmware	4.00.017
Versão Software	4.00

Manual Detalhado



Modelos da Linha BK

Modelos	Carga Máxima (g)	Divisão (g)	Prato (mm)	Design		
BK300	310	0,001	Ø 100			
BK400⁽¹⁾	410					
BK500	510					
BK600	610					
BK2000	2100	0,01	Ø 135			
BK3000⁽¹⁾	3100					
BK4000	4100					
BK4001	4100	0,1				
BK5000	5100	0,01				
BK5002	5100					
BK6000	6100					
BK8000	8080	0,1			180x220	

(1) Os modelos BK400 e BK3000 possuem a alternativa de modelos com calibração interna.

Componentes

1 – Prato de pesagem

Componente plano onde os objetos são colocados para determinar seu peso;

2 - Display

Dispositivo que fornece informações ao usuário sobre o resultado da pesagem e o menu de funções do equipamento;

3 – Ajuste de Nível

Dispositivo que permite que o usuário ajustar o nivelamento da balança para garantir seu melhor desempenho;

4 - Conector da fonte de energia

Conector da fonte chaveada. Utilize somente a fonte original, outras fontes danificarão a balança;

5 - Conector da Saída Serial RS232

Conector tipo DB9 onde será ligado uma impressora ou um computador;

6 -Indicador de nível


Dispositivo que indica o nível da balança, permitindo seu ajuste adequado;

7 - Dispositivo antifurto

Dispositivo projetado para proteger o equipamento contra roubo;

8 – Lacre do Inmetro

Local onde é instalado o lacre do INMETRO, garantindo que as características metrológicas da balança sejam mantidas.



Cuidados Obrigatórios

Nivelamento da Balança



O ajuste errado do nivelamento da balança ocasiona uma pesagem errada devido ao efeito da decomposição de forças. Todos os modelos da linha BK deverão ser nivelados, utilizando o ajuste de nível, para um perfeito funcionamento, semelhante ao atingido na fábrica. Recomendamos a utilização de uma mesa estável e nivelada.

Vibrações



As vibrações provocam instabilidade na leitura da balança, particularmente as de baixa frequência. Recomendamos evitar instalações em segundo piso e ter atenção com as mesas, movimentos de pessoas ou movimentos na rua. No caso de observar vibrações no ambiente, mude o local de instalação e utilize a função "ESTABIL" em "ALTA".

Efeito da convecção do ar



Não efetue a pesagem de substâncias quentes. O efeito de convecção do ar faz com que o ar quente arraste o objeto para cima e diminua o peso aparente. Para evitar o efeito, recomendamos deixar esfriar o objeto antes de iniciar a pesagem. A temperatura do objeto e da balança devem ser os mais próximos.

Mudança de temperatura



Evite instalar a balança em lugares que possuem incidência de sol ou fontes de calor, a mudança de temperatura causa a perda do ajuste pelo no gradiente térmico que a balança está submetida.

Nunca direcione o ar-condicionado para o equipamento, pois ele gera vento sobre o prato, tornando a leitura instável. Em resumo, a variação de temperatura provoca a instabilidade térmica da balança.

Materiais magnéticos



As balanças semi-analíticas utilizam um sensor com um conjunto magnético e os materiais magnéticos podem alterar esse campo e o valor do peso. Para esse efeito ser evitado, observe se ao redor da balança não existem ímãs próximos (como motores, por exemplo).

Recomendamos que o material magnético fique o mais distante possível da balança.

Efeito estático




Evite o efeito das cargas eletrostáticas, pois elas irão atrair o prato ou o objeto que está sendo pesado, gerando um erro ou instabilidade na leitura.

Observe com mais cuidado o efeito no inverno com ar seco. Para evitar esse efeito, recomendamos que o ambiente possua a umidade do ar acima de 45%.

Função das Teclas

Tecla	Função Principal	Função Secundária (Configurar)
	Liga/Desliga a balança. Também coloca a balança na condição de modo de espera, <i>stand-by</i> .	Em combinação com a tecla [FUNÇÃO] é possível acessar o Menu de Configuração.
	Envia pela porta serial um relatório ou uma <i>string</i> com os dados da medida.	Como função secundária é utilizada para retornar para a opção anterior (tecla ESC).
	Troca a função de pesagem para a função selecionada na configuração, ou vice-versa.	Como função secundária é utilizada para navegar para a opção anterior (tecla ←).
	Programa a balança de acordo com a função escolhida na configuração.	Como função secundária é utilizada para navegar para a próxima opção (tecla →).
	Zera ou "TARA" o valor do peso sobre o prato.	Como função secundária é utilizada para dar entrada em um dado, ou confirmar uma seleção no menu (tecla ENTER).

Menu de Configuração



Para entrar no menu de configuração a balança deve estar no modo "STAND-BY". Com a balança aguardando pressione a tecla [FUNÇÃO] e, sem soltar, clique brevemente na tecla [LIGA/DESLIGA]. Ao soltar ambas as teclas você terá acesso ao menu de configuração. Lembre-se, após entrar no menu de configuração, as teclas seguirão sua função secundária descrita anteriormente.

O menu de configuração disponibiliza os seguintes ajustes:

- ✓ Função
- ✓ Hora
- ✓ Data
- ✓ Estabil
- ✓ Imprime
- ✓ 0 track
- ✓ PRT CLP

Para mais detalhes de cada ajuste consulte o manual disponibilizado no site da Gehaka.



Erros e Soluções

Display	Causa	Solução
"OVER - - "	Carga máxima da balança ultrapassada.	Retire o objeto do prato.
"UNDER - "	Falta instalar o prato da balança.	Instale o prato.
"F REDE"	Houve uma queda na rede de energia e a balança desligou.	Aguarde o período de 30 minutos de <i>Warm-Up</i> .
ERRO 1	O prato da balança não está vazio na inicialização da balança.	Remova todos os objetos do prato da balança
ERRO 2	Durante a calibração foi utilizada uma massa diferente do padrão exigido ou não colocada massa alguma.	Utilize o peso padrão solicitado pela balança no processo de ajuste. Para os modelos com ajuste interno não existe essa preocupação.
ERRO 3	Durante o processo de calibração a balança não conseguiu estabilizar o valor do peso padrão.	Leia a descrição do erro "Leitura de Peso Instável" antes de prosseguir.
ERRO 4	Durante o processo de calibração a balança não conseguiu ajustar.	Entre em contato com a assistência técnica da Gehaka.
ERRO 5	A base de cálculo da função porcentagem é menor que 1.000 divisões.	Aumente a amostra.
ERRO 6	O peso médio calculado da peça na função contagem é menor que 1 divisão.	Use uma balança com maior precisão, ou multiplique o número de peças por 10.
ERRO 50	Indica que houve uma falha na memória onde a balança armazena os dados.	Neste caso a falha é grave e só poderá ser recuperada na assistência técnica da Gehaka.
ERRO 51	Indica que houve uma falha no relógio de tempo real RTC onde a balança lê a data e hora.	Neste caso a falha é grave e só poderá ser recuperada na assistência técnica da Gehaka.

Especificações Técnicas

	BK300	BK400	BK500	BK600	BK2000	BK3000	BK4000	BK4001	BK5000	BK5002	BK6000	BK8000
Carga Máxima (g)	310	410	510	610	2.100	3.100	4.100	4.100	5.100	5.100	6.100	8.080
Divisão (g)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,01	0,01	0,01	0,1	0,01	0,01	0,01	0,1
Repetitividade (g)	±0,002	±0,002	±0,002	±0,002	±0,02	±0,02	±0,02	±0,2	±0,02	±0,2	±0,02	±0,2
Linearidade (g)	±0,002	±0,002	±0,002	±0,002	±0,02	±0,02	±0,02	±0,2	±0,02	±0,2	±0,02	±0,2
Drift (ppm/°C)	3	2	2	2	5	3	2	2	2	2	2	5
Dimensão prato	Ø 100 mm				Ø 135 mm				180x220			
Faixa Tara	Até a carga máxima											
Temp. de operação	de 15°C a 35°C em operação											
Estabilização	2 segundos											
Tempo de medida	de 0,5 a 4 segundos											
Ajuste da rede	Full Range de 90 a 240 VAC											
Frequência	50/60 Hz											
Consumo	5 Watts											
Dimensões	P= 300 L= 190 H= 80 mm											
Peso aproximado	4,6 Kg somente a balança											

A instalação e as manutenções preventivas e corretivas devem ser realizadas e acompanhadas pela equipe especializada do Departamento Técnico da GEHAKA, mesmo durante o período de garantia (1 ano). Consulte nossa Assistência Técnica para maiores informações sobre o PGQT (Programa da Garantia da Qualidade Total) que oferece:

