




2008



São Paulo - maio

Nrº 026

A Gehaka já tem a nova peneira para Classificação de Feijão.

Atende ao Regulamento Técnico do MAPA

Instrução Normativa Nº 12 de 28/03/2008

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento



Conjunto de Peneiras: 3,0 x 19,0 mm,
5,0 mm e fundo plano

Especificações Técnicas:

Material: aço galvanizado

Dimensões: 200 x 300 mm

Bordas: madeira

**Opcional: Certificado de Calibração Rastreável à RBC
(Rede Brasileira de Calibração)**

Gehaka - Evolução garantindo produtividade.

Consulte a Gehaka ou o seu distribuidor mais próximo.

Tel.: (11) 2165-1100 / Fax: (11) 3758-0727

vendas@gehaka.com.br - www.gehaka.com.br