

**2008**

São Paulo - agosto

nr.º 027

Processador Estatístico SP1200 Para cálculo do Peso Médio. Compacto, com novo design e impressora acoplada.

O SP1200 foi especialmente desenvolvido para atender a necessidade do segmento farmacêutico para o controle do Peso Médio de medicamentos encapsulados.

Com desenho inovador traz como vantagem a economia de espaço na bancada por possuir sua impressora integrada ao equipamento.

O SP1200 efetua o cálculo do peso médio das cápsulas e todos os demais cálculos estatísticos da amostra, verificando a conformidade ou não do resultado, formando um conjunto de informações necessárias para controlar a qualidade na produção de medicamentos.

É possível obter os seguintes resultados:

- Número de amostras;
- Maior valor; Menor valor;
- Faixa onde se encontram os valores;
- Média aritmética;
- Data e horário da análise e se as amostras estão conforme ou não com a metodologia de referência;
- Variância;
- Desvio padrão;
- Erro padrão;
- Coeficiente de variância (CV%).



Possui display LCD retro iluminado, que facilita a leitura em qualquer ambiente e um Teclado Numérico que agiliza a entrada de dados. Todas as informações são enviadas para a impressora acoplada que gera o relatório do controle estatístico realizado de acordo com as boas práticas de manufatura (BPM) e boas práticas de laboratório (BPL).

Adquira os produtos da Gehaka pelo Cartão BNDES e pague em até 36 parcelas.



Gehaka - Evolução garantindo produtividade.

Consulte a Gehaka ou o seu distribuidor mais próximo.

Tel.: (11) 2165-1100 / Fax: (11) 3758-0727
vendas@gehaka.com.br - www.gehaka.com.br