




2008



São Paulo - outubro

Nr° 029

Dispensador Ceramus®.

Profissionalismo até no último detalhe

■ Alta precisão

Dispensa o volume desejado de forma consistente e com reprodutibilidade absoluta, graças ao indicador graduado e à regulagem volumétrica de engate digital calibrados por toda a vida útil.

■ Garantia de qualidade

Êmbolo de cerâmica, estabilidade dimensional e segurança de funcionamento durante toda a sua vida útil.

■ Agilidade

Ajuste volumétrico rápido.

■ Alta qualidade

O mais alto grau de resistência química e térmica.

■ Dosagem

Em volumes constantes, independente da ação do usuário.

■ Seguro

Certificado individual de qualidade.

■ Prática

Toda a unidade pode ser esterilizada com vapor até 121° C sem desmontar.

Ampla Escala	
Faixa (ml)	Ajuste (ml)
0,2 a 1,0	0,05
0,4 a 2,0	0,05
1,0 a 5,0	0,10
2,0 a 10,0	0,25
5,0 a 30,00	0,50
10,0 a 60,0	1,00



Gehaka - Evolução garantindo produtividade.

Consulte a Gehaka ou o seu distribuidor mais próximo.

Tel.:(11) 2165-1100 / Fax: (11) 3758-0727

vendas@gehaka.com.br - www.gehaka.com.br