

Sistema Purificador de Água

OSMOSE REVERSA LINHA LX

A solução ideal para substituição de Destiladores, garantindo considerável economia de água e energia.



Atendem às RDC 214, USP, ASTM e ISO.

Controle de todo o processo de purificação através de exclusivo Sistema Microprocessado Digital CG200:

- Monitoramento contínuo da qualidade da água purificada: condutividade e temperatura;
- Alarme para qualidade de água em não-conformidade;
- Funções *auto-flush* e *auto-drain*: aumento da durabilidade da(s) membrana(s) e do deionizador;
- Despressurização automática: facilidade na substituição de elementos filtrantes e na sanitização;

Disponível em 3 modelos, de forma a atender diferentes demandas de água purificada.

Especificações:	OS 10LX	OS 20LX	OS 50LX
Vazão - L/h	13 a 20	24 a 42	42 a 68
Pressão de entrada (0 a 4 bar)			

Consumo médio para produção de 1 litro de água purificada.

	DESTILADORES	OSMOSE REVERSA LINHA LX
ENERGIA (W)	750	2,5
ÁGUA POTÁVEL (L)	15	2

A confiabilidade de um Produto Gehaka:

- Equipe especializada;
- Laboratório de análises de água;
- Suporte Técnico através de Rede Credenciada em todo Território Nacional;
- Plano completo de Manutenções Preventivas.



Adquira os produtos da Gehaka pelo Cartão BNDES e pague em até 36 parcelas.

Consulte a Gehaka ou o seu Distribuidor mais próximo.

Gehaka - Tel.: (11) 2165-1100 / Fax: (11) 3758-0727
vendas@gehaka.com.br - www.gehaka.com.br

