

Você busca rapidez e segurança na detecção de milho transgênico?



RÁPIDO


TRIPLE TRAITCHEK

Uma Tira...Três Eventos!

O Triple TraitChek é um teste que detecta a presença de milho Mon810, Bt11 (proteína Cry1Ab), Mon 863 (proteína Cry3Bb) e NK603 (proteína CP4EPSPS).

Tempo de análise 5 min.

código: 38230




PRÁTICO

TRAITCHEK Bt1F

O TraitChek Bt1F é um teste que detecta a presença de milho Herculex® (proteína Cry1F).

Tempo de análise 5 min.

código: 38170



* Ambas as fitas podem ser usadas no mesmo extrato.

ECONÔMICO


SELETIVO

TRAITCHEK RR

O TraitChek RR é um teste que detecta a presença de milho NK603 (proteína CP4EPSPS).

Tempo de análise 5 min.

código: 89510




SEGURO

TRAITCHEK Bt

O TraitChek Bt é um teste que detecta a presença de milho Mon810 e Bt11 (proteína Cry1Ab).

Tempo de análise 5 min.

código: 38240




PRECISO

TRAITCHEK LL

O TraitChek LL é um teste que detecta a presença de milho Liberty Link® (proteína PAT).

Tempo de análise 5 min.

código: 89503



Consulte a Gehaka ou o seu Distribuidor mais próximo.

Gehaka - Tel.:(11) 2165-1100 / Fax: (11) 3758-0727

vendas@gehaka.com.br - www.gehaka.com.br

