

# Equipamentos para Controle e Qualidade no Processamento de Plásticos.



Matérias-primas / Resinas



Peças injetadas



Sopro / PET

## Medidor de Densidade de Sólidos e Líquidos DSL 910



Efetua a medida de densidade de sólidos e líquidos com baixa dependência do operador. Tempo de medição inferior a 2 minutos. Emite relatórios que atendem a Norma ISO, GLP e GMP.

## Medidor de Ponto de Fusão PF 1600

Semi-automático, simplifica a determinação do ponto de fusão ou do ponto de amolecimento da amostra e garante a precisão na medida da temperatura.

Permite a programação de até 5 produtos e uma vez conectado a uma impressora emite relatório da análise.



## Balanças Semi-Analíticas

Design moderno, ocupam o mínimo de espaço na bancada, possuem funções de pesagem, porcentagem, contagem de peças e comparação.



## Analizador de Umidade por Infravermelho IV 2000

Utilizado para medição de umidade de resinas e substâncias orgânicas, minerais e químicas.



**Consulte a Gehaka ou seu representante mais próximo.**

**Gehaka** - Tel.: (11) 2165-1100 / Fax: (11) 3758-0727  
vendas@gehaka.com.br - www.gehaka.com.br

