

Para parcerias de qualidade marcas de renome internacional.



Titulador Digital opus® HIRSCHMANN

Para agilizar as titulações com segurança e precisão. Titula até 500ml com resolução <math>< 2\mu\text{l}</math>, possui função gota a gota.

Determinação de Demanda Bioquímica de Oxigênio DBO Trak HACH

Resultados de 3 a 5 dias, faixa de 0 a 700 mg/L BOD, capacidade de 6 frascos de 473 ml e display digital gráfico.



Turbidímetro portátil 2100P HACH

Análises simples, rápidas e confiáveis. Acompanham padrões primários e secundários para calibração.



Espectrofotômetro VIS DR2800 HACH

Ideal para análises rápidas e confiáveis com 240 curvas na memória para análise de água (DQO, ferro e outros metais).

Reagentes HACH - vários parâmetros

Kits para análise rápida para todos parâmetros de água. Em diversas formas: pó, solução, AccuVac ou TNT.



Agitador Magnético com aquecimento Cmag HS7 IKA

Controle digital de temperatura, robusto, novo design, perfeito para o dia-a-dia. Com potência constante, prática e rápida.



Medidor Multi-parâmetro HQ 40d HACH

Para medidas de pH, condutividade, salinidade, temperatura e oxigênio dissolvido por luminescência. As sondas robustas que diminuem a frequência e o custo da manutenção.



Consulte a Gehaka ou seu distribuidor mais próximo.

Para mais informações [clique aqui](#).

Gehaka - Tel.: (11) 2165-1100 / Fax: (11) 3758-0727
vendas@gehaka.com.br - www.gehaka.com.br

Para cancelar o recebimento dos nossos informativos e excluir seu e-mail do nosso banco de dados favor responder esse e-mail com o assunto: REMOVER

