



2009



São Paulo - fevereiro

Nrº 006

Nova Balança para Classificação de Grãos BK 4001 Agri. Rapidez e Precisão no Cálculo da Impureza e Densidade dos Grãos.



100%
nacional

Funções:

- Desenvolvida especialmente para classificação de grãos e sementes, executa suas funções de maneira rápida, precisa, sem tabelas e sem interferência do operador.
- Cálculo de Densidade - (PH - Peso Hectolitro) (kg/hL) utilizando kit PH (opcional), determina a densidade dos grãos com precisão e segurança.
- Cálculo de Porcentagem - realiza cálculos precisos e rápidos de percentual de impurezas e outros itens de classificação.

Características:

- Compacta
- Robusta: - lâminas duplas conferem maior resistência
- proteção mecânica contra sobrecarga
- Saída serial RS 232C

Opcionais:

- Impressora térmica ou matricial
- Kit peso hectolitro (PH)
- Kit cabo de conexão para acendedor de cigarros 12V + maleta para o transporte da balança
- concha oval

LANÇAMENTO !!!

R\$1.391,25
ou em até 36 vezes
pelo Cartão BNDES

Atende a IN-33 - todas as unidades armazenadoras deverão ter balança com precisão mínima de 0,1 grama, para uso no laboratório de classificação de grãos.

Gehaka - Evolução garantindo produtividade.



Gehaka - Tel.: (11) 2165-1100 - Fax: (11) 3758-0727
vendas@gehaka.com.br - www.gehaka.com.br