



AO-330D | Mesa agitadora
orbital digital

AO-330D - Mesa agitadora orbital digital



Agitador orbital com movimento de agitação ideal para um peso máximo de agitação de 3,0 Kg.

Display LED independente para exibir velocidade e tempo (timer).

A velocidade e o tempo de agitação podem ser visualizados simultaneamente no painel.

A velocidade e o tempo são regulados com apenas um botão giratório.

Modelo compacto para economizar espaço e caber facilmente na incubadora ou no refrigerador.

Diferentes tipos de plataformas para uso com uma variedade de frascos.

O timer pode funcionar em modo contínuo ou por contagem regressiva, que desligará o equipamento ao final do tempo de trabalho.

Motor bivolt automático para evitar queimar o equipamento.

 **Rede de assistência técnica Gehaka em todo o território nacional.**

Acessórios inclusos

- Plataforma plana 180.1 com película antiderrapante, ideal para agitação de placas de Petri e outros de recipientes com a largura maior do que a altura.

Especificações técnicas

Movimento de agitação	Orbital
Diâmetro orbital	20 mm
Máx. capacidade de carga	3,0 Kg (com plataforma)
Tipo de motor	DC
Potência do motor	16 W (entrada) / 10W (saída)
Faixa de rotação	40 - 200 RPM
Display de velocidade	LED
Temporizador	Sim
Display do temporizador	LED
Tempo de ajuste	1 min - 19h59 min
Dimensões (LxPxA)	270x330x110 mm
Peso	3,1 Kg
Temp. amb. permitida	5 - 40 °C
Umidade relativa permitida	80%
Classe de proteção	IP21 (DIN EN 60529)
Tipo de operação	Operação contínua / temporizado
Voltagem	100 - 240 VAC
Frequência	50 / 60 Hz
Potência	30 W



Tel.: 11 2165 1100
vendas@gehaka.com.br
www.gehaka.com.br