



AO-330E | Mesa agitadora
orbital económica

AO-330E - Mesa agitadora orbital economica



Agitador orbital com movimento de agitação ideal para um peso máximo de agitação de 3,0 Kg.

A velocidade é regulada por um botão giratório.

Modelo compacto para economizar espaço e caber facilmente na incubadora ou no refrigerador.

Diferentes tipos de plataformas para uso com uma variedade de frascos.

Funcionamento contínuo na faixa de 0 a 200 RPM.

Motor bivolt automático para evitar queimar o equipamento.

 **Rede de assistência técnica Gehaka em todo o território nacional.**

Acessórios inclusos

- Plataforma plana 180.1 com película antiderrapante, ideal para agitação de placas de Petri e outros de recipientes com a largura maior do que a altura.

Especificações técnicas

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Movimento de agitação | Orbital |
| Diâmetro orbital | 20 mm |
| Máx. capacidade de carga | 3,0 Kg (com plataforma) |
| Tipo de motor | DC |
| Potência do motor | 16 W (entrada) / 10W (saída) |
| Faixa de rotação | 0 - 200 RPM |
| Dimensões (LxPxA) | 270x330x110 mm |
| Peso | 3,1 Kg |
| Temp. amb. permitida | 5 - 40 °C |
| Umidade relativa permitida | 80% |
| Classe de proteção | IP21 (DIN EN 60529) |
| Tipo de operação | Operação contínua |
| Voltagem | 100 - 240 VAC |
| Frequência | 50 / 60 Hz |
| Potência | 30 W |



Tel.: 11 2165 1100
vendas@gehaka.com.br
www.gehaka.com.br