

DESCONTINUIDADE DO ANALISADOR TOC 2100 E SUBSTITUIÇÃO PELO TOC 2400

Prezados clientes, parceiros comerciais e de assistência técnica:



Informamos que o consagrado analisador de teores de carbono total orgânico em águas ultrapuras TOC 2100 será substituído pelo novo modelo TOC 2400.

Há mais de uma década a linha de analisadores de TOC da GEHAKA provê desempenho, segurança e precisão em análises e aprovação de água com grau farmacêutico em indústrias no Brasil e na América Latina.

O novo modelo TOC 2400 mantém esse histórico de sucesso e inova com um design mais compacto, interface gráfica intuitiva com tela sensível ao toque, volume de amostra máximo de 30 ml, entre outras inovações que irão garantir procedimentos de análises com maior rapidez, eficiência e um excelente custo-benefício.

Veja abaixo a comparação entre as características dos novos modelos, para uso em laboratório em relação ao modelo TOC 2100:

Especificações	TOC 2100 [Descontinuado]	TOC 2400	TOC 2500
Volume de amostra	100 mL	30 mL	
Faixa de análise	0 a 1000 ppb		
Divisão	1 ppb	0,1 ppb	
Faixa leitura de condutividade	0,055 a 20,001 $\mu\text{S}/\text{cm}$	0,05 a 10,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
Faixa de operação temperatura	12° a 45°C	10° a 60°C	
Conversor A/D	12 bits	24 bits	
Medidor de vazão	Não	Sim	
Processador	8 bits	32 bits, 100 vezes mais rápido	

Recursos de Software			
Impressão com dados estatísticos	✓	✓	✓
Manual de instruções Incorporado	✗	✓	✓
Tela gráfica, tipo <i>Touch Screen</i>	✗	✓	✓
Atende a Norma 21 CFR Part 11	✗	✗	✓
Assinatura eletrônica	✗	✗	✓
Assinatura digital AES	✗	✗	✓
Relatório de eventos <i>Audit Trail</i>	✗	✗	✓
Bloqueio de operações de risco	✗	✗	✓
Lab-G software para coleta e backup	✗	✗	✓
Lab-G exporta nos formatos TXT, EXCELL, JASON e PDF	✗	✗	✓
Recursos de Comunicação			
Saída serial RS 232C	✓	✓	✓
Impressora acoplada	✓	✓	✓
Conexão via USB	✗	✓	✓
Interface de rede tipo ETHERNET	✗	✗	✓

Sendo assim, através deste comunicado informamos a interrupção da fabricação e comercialização do analisador de teores de carbono total orgânico modelo TOC 2100.

A partir dessa data (10/08/2022) todos os orçamentos gerados para o modelo TOC 2100 e que ainda estão pendentes em nosso sistema, serão convertidos para o modelo TOC 2400, de forma que nossos clientes possam aproveitar desde já os melhores benefícios do novo equipamento.

Na medida do possível o fornecimento de partes e peças para o modelo TOC 2100 será mantido pela Gehaka até a data limite de 30/08/2027.

Ficamos à disposição para prestar, se necessário qualquer esclarecimento adicional.

Diretoria comercial e Diretoria de técnica.