



FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

FISPQ nº 011
Produto: Solução de Condutividade 23,0uS/cm
Rev.09 10/09/2024

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto: Solução de Condutividade 23,0 uS/cm
Principais usos recomendados: Calibração e/ou verificação de Condutímetro
Código interno de identificação do produto: 47285
Nome da empresa: Ind. e Com. de Eletro Eletrônica GEHAKA Ltda.
Endereço: Av. Duquesa de Goiás, 235 – Real Parque - SP
Telefone da empresa e emergência: (11) 2165-1100

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura

Este produto não é perigoso de acordo com o Sistema Harmonizado Global de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

2.2 Elementos da rotulagem do GHS

Não aplicável.

2.3 Outros perigos

Não ingerir. Evitar contato com a pele e os olhos.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Mistura

Componente	Sinônimo	Peso molecular	Fórmula Molecular	CAS Number
Cloreto de Potássio	-	74,55 g/mol	KCl	7447-40-7
Água	-	-	H ₂ O	7732-18-5

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Contato com a pele: Lavar abundantemente com água.
Contato com os olhos: Enxaguar abundantemente com água, mantendo a pálpebra aberta.
Ingestão: Beber bastante água. Consultar um médico se necessário.
Notas para o médico: Tratamento sintomático e de suporte.



FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

FISPQ nº 011
Produto: Solução de Condutividade 23,0uS/cm
Rev.09 10/09/2024

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1 Meios de extinção

Material não inflamável, não combustível, não comburente e não explosivo. Quando envolvido em fogo, use meios de extinção conforme combustível envolvido no incêndio.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimento de emergência

Utilizar um equipamento de proteção individual adequado para impedir o contato com a pele, olhos e roupa.
Absorver com agente higroscópico ou material absorvente.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Manuseio

Utiliza (EPI) adequado que impeçam o contato com a pele, olhos e roupa.

7.2 Armazenamento

Manter longe de alimentos e bebidas estocar na embalagem original, fechado e em local protegido contra a incidência de luz. Após abrir o frasco, conservar sob refrigeração (5°C a 10°C). Não congelar.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Controle

Uso correto dos EPI's e o descarte correto dos rejeitos.
As instalações devem ser equipadas com lavadores de olhos e chuveiro de segurança.

8.2 Medidas de proteção

Luvas descartáveis de látex ou nitrila.
Óculos de segurança.



FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

FISPQ nº 011
Produto: Solução de Condutividade 23,0uS/cm
Rev.09 10/09/2024

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto: Líquido incolor

Odor: Inodoro

pH: Não disponível

Ponto de fusão/ponto de congelamento: ~ 0°C

Ponto de ebulição: ~ 100°C

Ponto de fulgor: Não disponível

Taxa de evaporação: Não disponível

Inflamabilidade: Não aplicável

Limite inferior/ superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível

Pressão de vapor: Não disponível

Densidade de vapor: Não disponível

Densidade relativa: ~ 1,01 g/cm³

Solubilidade: Solúvel

Coefficiente de partição – n-octanol/água: não disponível

Temperatura de auto-ignição: Não disponível

Temperatura de decomposição: Não disponível

Viscosidade: Não disponível

10. REATIVIDADE E ESTABILIDADE

Condições a evitar: Exposição a temperaturas elevadas.

Materiais ou substâncias incompatíveis: Não conhecidas.

Produtos de decomposição perigosa: Não existem indicações.



FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

FISPQ nº 011
Produto: Solução de Condutividade 23,0uS/cm
Rev.09 10/09/2024

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Não estão disponíveis dados quantitativos à toxicidade.

Propriedades previsíveis devido à natureza do componente principal da preparação

Inalação de vapores: Ligeira irritação das mucosas.

Longa exposição do produto: Dermatite.

Contato com os olhos: Ligeira irritação.

Ingestão em grandes quantidades: Náuseas e vômitos.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Não estão disponíveis dados quantitativos sobre os efeitos ecológicos.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Neutralize o resíduo antes de levar à disposição final adequada. Coletar os resíduos e material contaminado em recipiente limpo e seco. Tampar e identificar. Não reutilizar a embalagem para qualquer outro fim. Dispor de legislação ambiental local, estadual e/ou federal.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

14.1 Classificação de risco

Produto classificado como não perigoso para fins de transporte.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

15.1 Referências bibliográficas

ABNT NBR 14725 -(1,2,3 e 4) – Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas nesta FISPQ dizem respeito especificamente a este produto. O não cumprimento dessas informações isenta a GEHAKA da responsabilidade pelo uso indevido desse produto.