

# Novas condições de comercialização da vidraria, erlenmeyer e condensador exclusivos do medidor de umidade de grãos por destilação, modelo CA50


A Gehaka comunica a todos que, a partir de **1º de outubro de 2018**, será alterada a política de fornecimento da vidraria (frasco Erlenmeyer + frasco condensador) do medidor de umidade de grãos por destilação, modelo CA50.

Primando por atender às necessidades dos nossos clientes com equipamentos precisos e estáveis, a partir desta data indicamos a substituição completa do conjunto de vidraria especial, para assegurar a maior precisão e eficiência nas medições, sem possibilidade de vazamentos decorrente da má conexão existente entre as vidrarias que compõem o medidor de umidade CA50.

Por questões técnicas de ajustes na fabricação das peças de vidro, a Gehaka passará a vender somente o conjunto de vidraria para o medidor tipo CA50, e não mais fornecerá os itens em separado.

Dessa forma será possível garantir a união perfeita de cada elemento e conseqüentemente descartar qualquer possibilidade de vazamento do vapor de água originado no processo de medição.

Na figura abaixo ilustramos o problema de incompatibilidades entre a junção do frasco Erlenmeyer novo e o condensador do modelo antigo ou vice-versa.



# Novas condições de comercialização da vidraria, erlenmeyer e condensador exclusivos do medidor de umidade de grãos por destilação, modelo CA50

Na figura abaixo notasse o perfeito encaixe e alinhamento das peças, pois a união da vidraria está bem centralizada, o que facilita a montagem no conjunto.



Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**Diretoria**

Tel.: (11) 2165 1100  
vendas@gehaka.com.br  
www.gehaka.com.br  
www.medidoresdeumidade.com.br