



AMP-10 | Agitador multiposição

AMP-10 - Agitador multiposição



Um único controle, propiciando condições iguais de agitação para até 10 amostras. Ideal para mistura de líquidos em ensaios de duplicatas ou de múltiplas amostras que necessitem das mesmas condições de agitação, em laboratórios de sínteses químicas, pesquisas bioquímicas, microbiológicas e farmacêuticas, e análises físico-químicas.

O design moderno em aço inox e acabamento superior para um agitador de alta performance.

Mais vantagens:

- Agitador magnético de alto desempenho com 10 posições de agitação otimiza o aproveitamento de espaço da bancada.
- Motor de controle eletrônico de velocidade sem escova para funcionamento silencioso durante trabalhos em longos períodos com velocidade constante e livre de manutenção.
- Placa em aço inox coberta com filme de silicone antiderrapante e anticorrosivo.
- Bivolt automático, adequado para qualquer laboratório, evitando queimar o equipamento.
- Painel com controle escalar da velocidade de agitação e tecla liga/desliga lateral.

 **Rede de assistência técnica Gehaka em todo o território nacional.**

Especificações técnicas

Faixa de agitação	0 — 1.100 RPM
Pontos de agitação	10 amostras
Volume máximo de amostra	600 mL
Tamanho máximo da barra magnética	40 mm
Placa	Aço inox com filme de silicone
Proteção	IP 42
Motor	sem escovas
Potência	20 W
Dimensão da placa	180 x 450 mm
Dimensões	182 x 622 x 65 mm (L x P x A)
Peso	3,5 Kg
Voltagem	100 — 240 V (bivolt automático)
Faixa de temp. do ambiente	5 — 40 °C
Umidade máx. do ambiente	80%



Tel.: 11 2165 1100
vendas@gehaka.com.br
www.gehaka.com.br